



### **LIPODISTROFIA LOCALIZADA**

A gordura localizada, além de ser considerada inestética para os padrões atuais, representa um grande tormento, principalmente, para as mulheres - já que não é tão fácil livrar-se dela. Os protocolos estéticos visam, além de melhorar o aspecto geral da pele, ativar o metabolismo induzindo-o à lipólise e, como consequência, à perda de centímetros na região trabalhada. Mas, para este e para qualquer outro procedimento, faz-se necessária uma completa parceria entre profissional e cliente, só assim será possível obter resultados satisfatórios. Associada à manutenção cosmética adequada e diária, é necessário rever hábitos alimentares e físicos.

### **COSMÉTICOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO**

#### **Esfoliante Corporal:**

Isento de gordura e de fácil aplicação, promove uma esfoliação suave sem agredir a pele. Possui ação clareadora, com excelente poder de deslizamento, não deixando resíduos na pele. Devido a sua eficaz ação queratolítica, prepara a pele para receber os tratamentos estéticos corporais. Contém: Cera Lanete, Propilenoglicol, Caulim, Extratos Vegetais, Algas Calcárias, Semente de Damasco, Metilparabeno, Propilparabeno e Água Deionizada

#### **Loção Catalizadora:**

Cosmético de terceira geração. Loção com características condutoras potencializando a penetração dos princípios ativos através de minerais fundamentais para a pele. Contém: Magnésio, Cálcio, Sódio, Metilparabeno, EDTA e Água Deionizada.

#### **Corporal Redux:**

Solução ionizável de polaridade negativa (-) contendo triac e thiomucase. Usada no combate da FEG (celulite) e gordura localizada. A Associação da enzima thiomucase com o triac proporciona, pela ação sinérgica, resultados clinicamente comprovados nos procedimentos estéticos. Contém: Propilenoglicol, Algas Fucus Vesiculosos, Iodo Bio, Thiomucase, Triac, NaCl, Ionizável Metilparabeno e Água Deionizada.

#### **Enzimas com Algas:**

Usada em forma de gomme ou como bandagem quente, prepara a pele para a penetração de seus próprios elementos. Por sua formulação, é eficaz nos procedimentos estéticos corporais no combate das lipodistrofias. Contém: Sais Minerais, Sulfato de Magnésio, Oligoelementos, Algas Fucus Vesiculosos e Cavalinha, Centella Asiática, Iodeto de potássio e Metilparabeno.

#### **Gel Hipocastano:**

Rico complexo desenvolvido com Extrato de Castanha da Índia, Algas Marinhas, Alecrim, Arnica, Centella Asiática e Beladona com ação direta sobre o metabolismo cutâneo. Age sobre o tecido "celulítico" com edemas e gordura localizada. Seus ativos auxiliam no fortalecimento da circulação periférica, aliviando a sensação de inchaço e peso nos membros inferiores. Contém: Carbopol, Propilenoglicol, Extrato de Castanha da Índia, Extrato de Alecrim, Extrato de Arnica, Extrato de Algas Marinhas, Centella Asiática, Beladona, Metilparabeno e Água Deionizada.

#### **Creme Modelador com Centella Asiática e Thiomucase:**

Fórmula rica em Extrato de Centella Asiática, promove flexibilidade na trama de colágeno, permitindo a liberação de gorduras localizadas. Normaliza as trocas metabólicas entre adipócitos e a corrente sanguínea eliminando as toxinas da pele e auxiliando no combate à celulite. Contém: Carbopol, Propilenoglicol, Vaselina Sólida, Álcool Estearílico TP, Monoesterato de Glicerila AE, Álcool Ceto-etoxilado, Parafina, Lanolina Anidra, Óleo Mineral, Tween 80, Extrato de Centella Asiática, Extrato de Castanha da Índia, Extrato de Arnica, Propilparabeno, Metilparabeno e Água Deionizada.

## **PROCOLO PARA LIPODISTROFIA LOCALIZADA – PASSO A PASSO**

**Total de Sessões:** Mínimo de 20

**Intervalo:** 3 x sem.

- 1- Esfoliar a região a ser trabalhada com o **Esfoliante Corporal**. Retirar com toalha úmida ou ducha
- 2- Pulverizar na região trabalhada a **Loção Catalizadora**
- 3- Utilizar o aparelho de vacuoterapia com movimentos indiretos, estimulando a circulação periférica regional
- 4- Aplicar o aparelho de Ultrassom, inicialmente no modo contínuo e após, no modo pulsado. Proceder ao cálculo da ERA
- 5- Iniciar a iontoforese na polaridade negativa (-) com o **Corporal Redux**
- 6- Misturar 2 colheres de sopa de **Enzimas com Algas** em 1 litro de água quente. Embeber ataduras de crepe nesta mistura e enfaixar a cliente nas regiões desejadas de forma distal-proximal. Como opcional, substituir as ataduras por meia elástica umedecendo-as, somente, após vesti-la.
- 7- Cobrir a(o) cliente com uma toalha seca e iniciar a termólise através de manta térmica (30 minutos) ou mayler (40 minutos).
- 8- Após o tempo acima determinado, retirar as faixas (ou meia) e aplicar no local o **Gel Hipocastano** com movimentos drenantes.
- 9- Finalizar com massagem modeladora com o **Creme Modelador com Centella Asiática e Thiomucase**

### **Manutenção do Cliente**

Manhã:

**Creme de Massagem com Algas**

Noite:

**Gel Hipocastano**

### ***JEANNE BALSAN COSMÉTICOS***

**Representante: RJ ESTÉTICA "Uma Loja em sua Casa"**

**Rua Uberaba, 40 – Grajaú – RJ. (Ao lado do CCAA)**

**[www.rjestetica.com.br](http://www.rjestetica.com.br)**

**[rjestetica@rjestetica.com.br](mailto:rjestetica@rjestetica.com.br)**

**(21)-7894.2875 – 7835.6150 - ID: 55\*4085 / 55\*112**